



# **TECNOLOGIA INOVADORA QUE TRANSFORMA VIDAS**

**Kit para artroscopia da ATM**





o **Kit para Artroscopia da ATM**, a solução ideal para procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Desenvolvido com precisão e qualidade, este kit contém instrumentais médicos não implantáveis e não ativos, projetados para proporcionar eficiência e segurança em cada etapa da cirurgia.

Com o **Kit para Artroscopia da ATM**, você tem à disposição ferramentas perfeitas para perfuração, manipulação, corte e remoção de tecidos, músculos, articulações e fios de sutura. Todos os dispositivos são esterilizados por Óxido de Etileno (EtO), garantindo sua entrega em condição ESTÉRIL.

Para melhor atender às suas necessidades, **oferecemos quatro opções de kit**, cada uma desenhada para proporcionar:

- **Precisão:** Instrumentos precisos para resultados cirúrgicos impecáveis.
- **Conforto:** Ferramentas ergonômicas que facilitam o manuseio durante os procedimentos.
- **Menos Invasivo:** Soluções que minimizam o impacto cirúrgico e aceleram a recuperação do paciente.
- **Versatilidade:** Kits completos para atender a diversos tipos de procedimentos artroscópicos.

Opte pelo nosso kit e ofereça aos seus pacientes o que há de mais avançado em artroscopia da ATM, com a garantia de qualidade e inovação que sua prática merece!

Kit Exploration

Kit Essentials

Kit Anchor

Kit Ultimate

# Kit Exploration

CÓDIGO  
KATM-01



E60-001

E60-002

E60-005

E60-006

Instruções de Uso



Registro ANVISA  
nº: 10360939003

# Kit Essentials

CÓDIGO  
KATM-02



E60-001



E60-002



E60-003



E60-004



E60-005



E60-006

Instruções de Uso



Registro ANVISA  
nº: 10360939003

# Kit Anchor

CÓDIGO  
KATM-03



E60-001

E60-002

E60-003

E60-004

E60-005

E60-006

E60-007

E60-008

E60-009

E60-010

Instruções de Uso



Registro ANVISA  
nº: 10360939003

# Kit Ultimate

CÓDIGO  
KATM-04



E60-001

E60-002

E60-003

E60-004

E60-005

E60-006

E60-007

E60-008

E60-009

E60-010

E60-011

E60-012

Instruções de Uso



Registro ANVISA  
nº: 10360939003

# DETALHAMENTOS INSTRUMENTAIS

## PONTA CORTANTE

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 001

COMPRIMENTO TOTAL  
142 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta cortante, utilizado na perfuração inicial da pele e rompimento dos primeiros tecidos para acesso à cápsula articular.

## PONTA ROMBA

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 002

COMPRIMENTO TOTAL  
142 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta esférica não cortante, é utilizado após perfuração dos tecidos e músculos para rompimento da cápsula articular sem lesionar estruturas e tecidos moles.

## PONTA GANCHO

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 003

COMPRIMENTO TOTAL  
150 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo utilizado para manipulação intra-articular, com a finalidade de movimentar nervos, tendões e fios de sutura.



## PONTA FACA

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 004

COMPRIMENTO TOTAL  
150 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo com lâmina cortante, este instrumental permite o corte e rompimento de aderências intra-articulares e realizar capsulotomia e miotomia.

## PONTA PALPADOR ANGULADA

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 005

COMPRIMENTO TOTAL  
150 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo com formato em L e sem arestas cortantes, permite a manipulação e exploração intra-articular sem lesionar estruturas e tecidos.

## TROCATER

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 006

COMPRIMENTO TOTAL  
73 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø2.4 mm

Dispositivo para acesso guiado dos demais instrumentos cirúrgicos.

Este instrumental é inserido em uma das incisões feitas no(a) paciente. Dessa forma, os demais instrumentos cirúrgicos de artroscopia são guiados através da canula do trocater, acessando à ATM com precisão.

## PINÇA DE BIÓPSIA

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 007

COMPRIMENTO TOTAL  
210,78 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.4 mm

Dispositivo com sistema de articulação abre-fecha, este instrumental é utilizado na remoção e coleta de material para biópsia sem lesiona-lo, garantindo a integridade do material orgânico a ser examinado.

## PINÇA DE CAPTURA DE DISCO

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 008

COMPRIMENTO TOTAL  
210,8 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo contendo pinça articulada para capturar tecidos, disco e fios de sutura. Sua ponta permite a perfuração de tecidos e músculos sem lesionar a região, facilitando a manipulação intra-articular.

## TESOURA

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 009

COMPRIMENTO TOTAL  
210,8 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo com função de tesoura cortante, é indicado para o rompimento de aderências e na realização de capsulotomia e miotomia.

## AGULHA DE INFILTRAÇÃO

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 010

COMPRIMENTO TOTAL  
118,5 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.5 mm

Dispositivo utilizado para inserção de fios de sutura ou administração de medicamentos líquidos pertinentes ao procedimento.

## PINÇA LAÇO DE CAPTURA

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 011

COMPRIMENTO TOTAL  
171 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo com fio metálico em formato de laço e sistema abre-fecha linear. É utilizado na captura dos fios de sutura.

## PINÇA GANCHO

para artroscopia de ATM



CÓDIGO  
E60 - 012

COMPRIMENTO TOTAL  
171 mm

DIÂMETRO PONTA  
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta em forma de gancho e sistema abre-fecha linear. É utilizado na captura dos fios de sutura.



[www.artfiximplants.com.br](http://www.artfiximplants.com.br)

