




Neuro System ARTFIX

Sistema de Fixação Craniana



NEURO SYSTEM ARTFIX

Sistema de Fixação Craniana

O **Neuro System ARTFIX** reúne placas, parafusos e instrumentais desenvolvidos para apoiar procedimentos de fechamento craniano, neurocirurgia e reconstrução. Com opções nos sistemas **Neuro 1.2**, **Neuro 1.6** e **Low Profile**, o portfólio contempla diferentes formatos, perfis e configurações para a fixação de segmentos ósseos cranianos. As opções Low Profile apresentam espessura reduzida, bordas suavizadas e desenho orientado à menor palpabilidade do conjunto, reforçando o **compromisso da ARTFIX com soluções técnicas, claras e confiáveis para o cirurgião**.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Ampla seleção de placas convencionais.

Linha completa de mini-placas em titânio para fechamento de crânio, com perfis de 0,5 e 0,6 mm para utilização em cirurgias de fechamento craniano, neurocirurgia e procedimentos de reconstrução.

Opções de baixo perfil.


Placas Low Profile, desenvolvidas com espessura reduzida, com foco em uma maleabilidade aprimorada e em uma palpabilidade mínima, gerando facilidade ao processo cirúrgico e conforto ao paciente.

Seleção de parafusos cranianos.

Parafusos oferecidos para os sistemas Neuro 1.2, Neuro 1.6 e Low Profile, em variados comprimentos. Também presentes em versões de emergência.

Parafusos de fenda cruciforme.


Pega facilitada e alta retenção possibilitadas pelas pontas de chave.



PARAFUSOS

Projetados para uma inserção fácil, rápida e segura.

- Passos de rosca mais amplos, oferecendo maior rapidez à inserção.
- Designs autorroscantes e autoperfurantes.
- Fácil de pegar, com excelente retenção.
- Contato otimizado entre a cabeça do parafuso e a ponta de chave, reduzindo o risco de espanamentos.




Parafusos Micro 1.2

[Unidade: mm]

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CABEÇA (A)	DIÂMETRO DA ROSCA (C)	COMPRIMENTO (L)
12-MIC-003	2	1.2	3,65
12-MIC-004			4,65
12-MIC-005			5,65
15-MIC-004	2	1.45	4,55

Auto-roscante.

Para placas Neuro 1.2




Parafusos Neuro 1.4

[Unidade: mm]

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CABEÇA (A)	DIÂMETRO DA ROSCA (C)	COMPRIMENTO (L)
14-NEU-003	2.8	1.4	3
14-NEU-004			4
14-NEU-005			5
16-NEU-004-E	2.8	1.6	4

Auto-perfurante; Auto-roscante.

Para placas Low Profile



Parafusos Neuro 1.6

[Unidade: mm]

CÓDIGO	DIÂMETRO DA CABEÇA (A)	DIÂMETRO DA ROSCA (C)	COMPRIMENTO (L)
16-NCR-003	2.5	1.5	3
16-NCR-004			4
16-NCR-005			5
19-NCR-004	2.5	1.9	4


Auto-perfurante; Auto-roscante.

Para placas Neuro 1.6

INSTRUMENTAL

Desenvolvido para apoiar o processo cirúrgico com precisão, controle e praticidade.

O Neuro System Artfix engloba instrumentos de alta precisão, destinados a tornar mais prático o processo de implantação das placas e parafusos que compõem o sistema.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
E20-004	Broca 1.0mm com Stop de 4mm	E40-001	Cortador de Placas 1.4 e 1.6
E20-008	Broca 1.3mm com Stop de 4mm	E40-016	Pinça
E30-018	Ponta de chave para parafuso NEU	E40-009	Dobrador de Placas
E30-019	Ponta de chave para parafuso NCR	E50-001	Cabo de Chave

PLACAS NEURO

Diferentes formatos, perfis e configurações para procedimentos de fixação craniana.

- Linha de mini-placas em titânio puro para fechamento de crânio, neurocirurgia e procedimentos de reconstrução.
- Placas Low Profile, com enfoque em uma maleabilidade aprimorada e palpabilidade mínima.
- Disponíveis nos sistemas 1.2 e 1.6.
- Código de cores para auxiliar a identificação do material.
- Cantos suavizados gerando ergonomia e conforto.



Placas Burr com canal Alongado

- Permitem a passagem do tubo de drenagem e do catéter para monitoramento de pressão craniana de maneira irrestrita.




PLACAS NEURO 1.2

Perfil de 0,5 mm, furos de 1,6 mm de diâmetro



EN12-BR-010S

Placa Burr;
6 Furos.




EN12-BR-020S

Placa Burr;
5 Furos.




EN12-BR-011S

Placa Burr;
5 Furos; Aberta.



EN12-BR-021S

Placa Burr;
5 Furos; Aberta.



EN12-CV-001

Placa Calvanum; CV;
Grande; 6 Furos.




EN12-CV-002

Placa Calvanum; CV;
Pequena; 6 Furos.




EN12-SQ-004

Placa Quadrada;
4 Furos.




EN12-SQ-004

Placa Retangular;
4 Furos.



EN12-QD-008

Placa Retangular;
8 Furos.



EN12-DY-006

Placa Duplo Y;
Longa; 6 Furos.



EN12-DY-004

Placa Duplo Y;
Curta; 6 Furos.



EN12-XP-005S

Placa X;
5 Furos.



EN12-ST-002

Placa Reta;
2 Furos; Curta.



EN12-ST-102

Placa Reta;
2 Furos; Longa.




EN12-ST-005

Placa Reta;
5 Furos; Curta.




EN12-ST-006

Placa Reta;
6 Furos; Curta.



EN12-YP-005S

Placa Y;
5 Furos.



EN12-YP-007S

Placa Y;
7 Furos.




EN12-ST-005

Placa Reta;
5 Furos; Curta.



EN12-ST-006

Placa Reta;
6 Furos; Curta.



EN12-YP-005S


Placa Y;
5 Furos.

PLACAS NEURO 1.6

Perfil de 0,6mm;
furos de 2,0 mm de diâmetro.



EN16-CV-106S
Placa Calvanum;
6 Furos;
Pequena.




EN16-CV-006S
Placa Calvanum;
6 Furos;
Grande



EN16-BR-030S
Placa Burr;
5 Furos;
Pequena.




EN16-BR-010S
Placa Burr;
6 Furos;
Pequena.



EN16-BR-020S
Placa Burr;
6 Furos;
Grande.




EN16-BR-011S
Placa Burr c/Sonda;
5 Furos;
Pequena.



EN16-BR-021S
Placa Burr c/Sonda;
5 Furos;
Grande.




EN16-SQ-004S
Placa Quadrada;
4 Furos;
Curta.




EN16-SQ-104S
Placa Quadrada;
4 Furos;
Longa.



EN16-SQ-204
Placa Quadrada;
4 Furos;
Longa.



EN16-QD-006S
Placa Retangular;
6 Furos;
Curta.



EN16-QD-008S
Placa Retangular;
8 Furos;
Curta.




EN16-DY-006S
Placa Duplo Y;
6 Furos;
Longa;



EN16-DY-106
Placa Duplo Y;
6 Furos;
Longa.



EN16-XP-004S
Placa X;
4 Furos.



EN16-YP-005S
Placa Y;
5 Furos.



EN16-TA-003S
Placa Triangular;
3 Furos.



EN16-ST-002S
Placa Reta;
2 Furos;
Curta.



EN16-ST-102S
Placa Reta;
2 Furos;
Longa.



EN16-ST-202S
Placa Reta;
2 Furos;
Média.




EN16-ST-004S
Placa Reta;
4 Furos;
Curta.




EN16-ST-104S
Placa Reta;
4 Furos;
Longa.




EN16-ST-006S
Placa Reta;
6 Furos;
Curta.



EN16-GP-030S
Placa GP;
6 Furos;
Longa.





EN16-GP-020S
Placa GP;
6 Furos;
Média.



EN16-GP-010S
Placa GP;
6 Furos;
Curta.

PLACAS NEURO LOW PROFILE

- Maleabilidade aprimorada para melhor conformação da placa ao paciente.
- A cabeça do parafuso possui design planificado para alinhar-se à face superior da placa durante a fixação, produzindo um conjunto de baixa palpabilidade.
- Bordas arredondadas.



ENL-GP-020

Placa Gap;
6 Furos.



ENL-ST-002

Placa Reta;
2 Furos.



ENL-ST-004

Placa Reta;
4 Furos.



ENL-ST-006

Placa Reta;
6 Furos.




ENL-ST-102

Placa Reta;
2 Furos;
Longa.




ENL-ST-104

Placa Reta;
4 Furos;
Longa.



ENL-SQ-004

Placa Quadrada;
4 Furos.



ENL-SQ-104

Placa Retangular;
4 Furos.




ENL-DY-006

Placa Duplo Y;
6 Furos;
Curta.



ENL-DY-106

Placa Duplo Y;
C/ sonda;
5 Furos;
Longa.



ENL-BR-030

Placa Burr;
5 Furos;
Pequena.




ENL-BR-031

Placa Burr;
C/ abertura;
5 Furos;
Pequena;




ENL-BR-032

Placa Burr;
C/ sonda;
5 Furos;
Pequena.




ENL-BR-040

Placa Burr;
5 Furos;
Grande.



ENL-BR-041

Placa Burr;
C/ abertura;
5 Furos;
Grande.



ENL-BR-042

Placa Burr;
C/ sonda;
5 Furos;
Grande.



REABILITAR É A NOSSA ARTE!

R. Tomazina, 112, Emiliano Pernetá, Pinhais - PR - Brasil
E-mail: comercial@enterprises.com.br | Tel.: (41) 3039-2594
www.artfiximplants.com.br

