




Facial Essence Plate System

Precisão em cada contorno facial.



FACIAL ESSENCE PLATE SYSTEM

Precisão em cada contorno facial.



A anatomia facial é formada por proporções, projeções e linhas que, em conjunto, determinam a harmonia e a identidade de cada face. Intervenções nessas estruturas exigem planejamento, domínio técnico e soluções desenvolvidas para acompanhar as particularidades de cada região anatômica.

Desenvolvido pela **ARTFIX em colaboração com o Dr. Sergio Olate**, o **Facial Essence Plate System** foi concebido para procedimentos que envolvem o **arco zigomático**, o **corpo do zigoma** e o **mento**, reunindo placas com diferentes geometrias e configurações, criadas especialmente para oferecer ao cirurgião alternativas adequadas às necessidades de cada abordagem.

Composto por **21 modelos de placas**, o sistema amplia as possibilidades de planejamento e fixação, contribuindo para procedimentos mais precisos, previsíveis e alinhados aos resultados desejados.

Mais do que um conjunto de placas, o Facial Essence Plate System representa a união entre experiência cirúrgica, engenharia e tecnologia, com atenção aos detalhes que definem a essência de cada face.

Contornos faciais com identidade, harmonia, precisão e tecnologia.

O **Facial Essence Plate System** foi concebido a partir da relação entre as diferentes regiões da face, reunindo soluções voltadas ao planejamento e à fixação em procedimentos de suavização e redefinição dos contornos faciais.



IDENTIDADE

Cada face possui proporções e características próprias. O planejamento deve considerar a individualidade de cada paciente e a expressão facial que se deseja alcançar.



HARMONIA

O arco zigomático, o corpo do zigoma e o mento influenciam diretamente a largura, a projeção e a continuidade dos contornos da face.



PRECISÃO

Com 21 modelos e diferentes geometrias, o sistema amplia as possibilidades de escolha de acordo com a região anatômica e a abordagem planejada pelo cirurgião.



TECNOLOGIA

O sistema reúne soluções desenvolvidas com foco em desempenho, adaptação anatômica e aplicação clínica, integrando engenharia, conhecimento cirúrgico e precisão na concepção de cada placa.

FACIAL ESSENCE PLATE SYSTEM

Soluções desenvolvidas para diferentes regiões do contorno facial

O Facial Essence Plate System foi desenvolvido para procedimentos que envolvem três regiões determinantes na composição dos contornos faciais. Cada segmento reúne placas com geometrias específicas, concebidas para acompanhar as particularidades anatômicas e as diferentes abordagens planejadas pelo cirurgião.



ARCO ZIGOMÁTICO

Região diretamente relacionada à largura e à continuidade lateral da face. As placas destinadas ao arco zigomático oferecem opções de fixação compatíveis com as particularidades dessa estrutura.



CORPO DO ZIGOMA

Elemento de destaque na projeção e na transição do terço médio facial. O sistema contempla diferentes configurações para procedimentos envolvendo o corpo do zigoma.



MENTO

Região central para a definição do terço inferior e para o equilíbrio do perfil facial. As placas destinadas ao mento foram desenvolvidas para diferentes necessidades de fixação nessa região.

Experiência clínica aplicada ao desenvolvimento

Desenvolvido pela ARTFIX em colaboração com o Dr. Sergio Olate, o Facial Essence Plate System une experiência cirúrgica, engenharia e tecnologia no desenvolvimento de soluções pensadas para diferentes regiões do contorno facial.

Essa contribuição orientou a criação de geometrias adequadas às particularidades anatômicas e às necessidades de fixação do arco zigomático, do corpo do zigoma e do mento, ampliando as possibilidades de cada abordagem cirúrgica.




FACIAL ESSENCE PLATE SYSTEM

Geometrias para diferentes abordagens cirúrgicas

O **Facial Essence Plate System** reúne **21 modelos de placas** para aplicação no arco zigomático, no corpo do zigoma e no mento. Cada configuração foi desenvolvida considerando as características anatômicas e as necessidades de fixação dessas regiões, oferecendo alternativas para diferentes planejamentos e abordagens cirúrgicas.

PLACAS RETAS

Disponíveis em cinco opções de avanço, as placas retas oferecem configurações desenvolvidas para diferentes necessidades de posicionamento. Como esse avanço muitas vezes é obtido por meio da conformação manual, as opções do sistema reduzem a necessidade de ajustes, preservam a geometria da placa e proporcionam maior praticidade e previsibilidade durante o procedimento.



A16-PRA-102


PLACA RETA

Furos: 2

Tamanho: 4,2 x 14,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 1 mm



A16-PRA-202

PLACA RETA

Furos: 2

Tamanho: 4,2 x 14,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 2 mm



A16-PRA-302

PLACA RETA

Furos: 2

Tamanho: 4,2 x 14,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 3 mm



A16-PRA-402

PLACA RETA

Furos: 2

Tamanho: 4,2 x 14,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 4 mm



A16-PRA-502

PLACA RETA

Furos: 2



Tamanho: 4,2 x 14,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 5 mm

PLACAS MENTO

Disponíveis em seis opções de avanço, as placas para mento apresentam uma geometria desenvolvida para favorecer o encaixe anatômico. Suas diferentes configurações reduzem a necessidade de ajustes e contribuem para um posicionamento mais preciso e adequado ao contorno da região.



A20-SOH-802-F


PLACA MENTO

Furos: 8

Tamanho: 22,2 x 12,73 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 2 mm



A20-SOH-804-F


PLACA MENTO

Furos: 8

Tamanho: 22,2 x 12,73 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 4 mm



A20-SOH-806-F

PLACA MENTO

Furos: 8

Tamanho: 22,2 x 12,73 mm


Espessura: 0,6 mm

Avanço: 6 mm



PLACAS L

Além das opções de avanço, as placas em L apresentam uma angulação desenvolvida para acompanhar os contornos faciais da região de aplicação. Essa combinação favorece a adaptação anatômica, reduz a necessidade de conformações manuais e amplia as alternativas para diferentes planejamentos e abordagens.



A20-OLD-104-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 1 mm



A20-OLD-204-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 2 mm



A20-OLD-304-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 3 mm



A20-OLD-404-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 4 mm



A20-OLD-504-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 5 mm



A20-OLE-104-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 1 mm



A20-OLE-204-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 2 mm



A20-OLE-304-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 3 mm



A20-OLE-404-F

PLACA L


Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 4 mm



A20-OLE-504-F

PLACA L



Lado: Direito

Furos: 4

Tamanho: 9,4 x 21,2 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 5 mm



A20-SOH-808-F


PLACA MENTO

Furos: 8

Tamanho: 22,2 x 12,73 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 8 mm



A20-SOH-810-F

PLACA MENTO

Furos: 8

Tamanho: 22,2 x 12,73 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 10 mm



A20-SOH-812-F

PLACA MENTO

Furos: 8

Tamanho: 22,2 x 12,73 mm

Espessura: 0,6 mm

Avanço: 12 mm



REABILITAR É A NOSSA ARTE!

R. Tomazina, 112, Emiliano Pernetá, Pinhais - PR - Brasil
E-mail: comercial@enterprises.com.br | Tel.: (41) 3039-2594
www.artfiximplants.com.br

